

# Vorgeformte und bequeme Schalenmanschette

Die  
**bequeme**  
Messung



[www.visomat.de/comfort-form](http://www.visomat.de/comfort-form)

# visomat®

## comfort form

Oberarm-Blutdruckmessgerät



**Validierte Messgenauigkeit** nach Deutscher Industrienorm EN ISO 81060-2



**Validierte Messgenauigkeit, ESH** (Europäische Hochdruckliga)



**Arrhythmia control = Erkennung von Herzrhythmusstörungen** durch optisches Signal



**Ampelfunktion** zur einfachen Einstufung der Blutdruckwerte



**Pulsdruck-Anzeige** - Indiz für isolierte systolische Hypertonie



Speicher für **60 Messwerte** sowie Mittelwertanzeige




**Datum / Uhrzeit** zuschaltbar



3 Jahre Garantie



**Bequemes und einfaches Anlegen** sowie höchster Messkomfort durch vorgeformte Schalenmanschette



Hautverträgliche **Universal-Schalenmanschette** für die ganze Familie für normale bis extrastarke Arme (**23-43 cm**)



Fuzzy Logic - **Intelligentes Aufpumpen** ohne Nachpumpen

### Lieferumfang:

Blutdruckmessgerät  
Universalmanschette  
Gebrauchsanleitung

Aufbewahrungstasche  
Blutdruckpass  
Batterien

### Zubehör:

Kleine Manschette für  
Armumfang 17-25 cm  
Netzadapter  
Blutdruckpässe

PZN 01802434

Hilfsmittelnr. 21.28.01.2071

Unverbindliche Preisempfehlung € 54.<sup>50</sup>