

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch – sie enthält wichtige Informationen über die Anwendung des Produkts.

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, mit Lac®-Ophtal® Gel haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche intensiv befeuchtet und beruhigt. Somit können subjektive Anzeichen einer Benetzungsstörung lang anhaltend gelindert werden.

Lac®-Ophtal® Gel eignet sich zur intensiven Befeuchtung des Auges. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder gern auch an uns.

Zweckbestimmung:

Lac®-Ophtal® Gel ist ein Augenbefeuchtungsmittel.

Anwendung:

Lac®-Ophtal® Gel verbessert intensiv die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit der Augen, verursacht z. B. durch langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft oder Klimaanlage.

Inhaltsstoffe:

Jede 10 g Flasche enthält 0,2 % Carbomer, Sorbitol, Natriumphosphat-Dodecahydrat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke und ist mit Cetrimid konserviert.

Wie oft sollten Sie Lac®-Ophtal® Gel anwenden?

Je nach Bedarf tropfen Sie 1-2 Geltropfen in jedes Auge. Lac®-Ophtal® kann 3-5 mal täglich oder bei Bedarf häufiger angewendet werden.

Wie wenden Sie Lac®-Ophtal® Gel an?


Es wird empfohlen, vor der Anwendung von Lac®-Ophtal® Gel die Hände zu waschen.

Die Abbildung zeigt die einfache Anwendung des Produkts.

Drehen Sie die Schutzkappe ab. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und halten Sie die Flasche senkrecht über Ihr Auge (ohne das Auge zu berühren) und ziehen Sie mit dem Zeigefinger der freien Hand Ihr unteres Augenlid vorsichtig nach unten. Drücken Sie die Flasche zusammen, um einen Tropfen in den unteren Bindehautsack einzutropfen.

Schließen Sie anschließend das Auge und bewegen Sie es leicht nach rechts und links, um den Tropfen möglichst gut auf der Augenoberfläche zu verteilen.

Wiederholen Sie, wenn nötig, den Vorgang für das zweite Auge und verschließen Sie die Flasche sorgfältig.



Gegenanzeigen:

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Lac®-Ophtal® Gel:

- Beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen (Irritationen, Unverträglichkeit) Lac®-Ophtal® Gel nicht mehr anwenden.
- Bei anhaltenden Reizungen oder Irritationen brechen Sie die Anwendung ab und kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Sicherheitsinformation für Patienten mit schwerer Hornhautschädigung: In sehr seltenen Fällen wurde über Ablagerungen von Calciumphosphat auf der Hornhaut während der Behandlung mit phosphathaltigen Augenpräparaten berichtet.
- Vermeiden Sie eine Berührung der Tropfspitze mit Ihren Fingern, um mögliche Verunreinigungen der Lösung zu vermeiden.
- Berühren Sie das Auge nicht mit der Tropfspitze, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

- Warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie ein anderes Produkt am Auge anwenden.
- Entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, bevor Sie das Augengel anwenden. Sie können diese nach ca. 15 Minuten wieder einsetzen.
- Wenn es nach dem Eintropfen vorübergehend zu verschwommenem Sehen kommt, führen Sie keine Kraftfahrzeuge oder bedienen Sie vorübergehend keine Maschinen.
- Verwenden Sie Lac®-Ophtal® Gel nicht mehr nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums.
- Jede Flasche sollte immer nur von einer Person verwendet werden.
- Entsorgen Sie das Medizinprodukt 6 Wochen nach dem Öffnen.
- Prüfen Sie die Flasche vor dem ersten Gebrauch auf Schäden. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.

Welche Packungen sind erhältlich?

Lac®-Ophtal® Gel gibt es als Packung mit 3 x 10 g Augengel.



0483

Konformitätsbewertungsverfahren nach EU
Medizinprodukterichtlinie
CE Zeichen mit Nummer der Benannten Stelle



Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH,
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin

Vertrieb:
Dr. Robert Winzer Pharma GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin
E-Mail: winzer@bausch.com



Sterilisiert mit aseptischen Verfahren



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Das Medizinprodukt 6 Wochen nach dem ersten Öffnen entsorgen.



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Fertigungslosnummer, Charge



Hersteller

Ausgabedatum: **Lac®-Ophtal® Gel, IFU-01, 2020-09**

83371PB291/3-DE P9DE02

Lac®-Ophtal® Gel ist ein Warenzeichen von Bausch & Lomb oder einer seiner Tochtergesellschaften.

© 2020 Bausch & Lomb Incorporated oder einer seiner Tochtergesellschaften