

Die  
präzise  
2-fach  
Messung

Mikrofonmanschette  
mit zwei Messmethoden



[www.visomat.de/double-comfort](http://www.visomat.de/double-comfort)



visomat®

# double comfort

Oberarm-Blutdruckmessgerät

Messen wie beim Arzt. Durch das in der Manschette integrierte Mikrofon misst double comfort genauso wie Ihr Arzt. Durch die 2 Messmethoden erhalten Sie immer präzise Messergebnisse. Zudem wurde double comfort speziell für Diabetiker klinisch validiert.



**Validierte Messgenauigkeit** nach Deutscher Industriennorm EN ISO 81060-2



**Validierte Messgenauigkeit, ESH** (Europäische Hochdruckliga)



**Arrhythmia control = Erkennung von Herzrhythmusstörungen** durch optisches Signal



**Ampelfunktion** zur einfachen Einstufung der Blutdruckwerte



**Pulsdruck-Anzeige** - Indiz für isolierte systolische Hypertonie



**2 Benutzerspeicher** mit je 60 Speicherplätzen sowie Mittelwertanzeige



**Funkuhr** für die automatische Einstellung von Uhrzeit und Datum



3 Jahre Garantie



**Höchste Messgenauigkeit** durch Mikrofonmessung nach Korotkow - messen wie beim Arzt



Hautverträgliche **Universal-Mikrofonmanschette** für normale bis extrastarke Arme (**23-43 cm**)



USB-Anschluss inklusive **PC-Auswertungssoftware** zur Erstellung digitaler Blutdruckpässe in grafischer und tabellarischer Form



**Fuzzy Logic** - Intelligentes Aufpumpen ohne Nachpumpen

#### Lieferumfang:

Blutdruckmessgerät  
Universalmanschette  
Software CD  
USB-Kabel

Gebrauchsanleitung  
Aufbewahrungstasche  
Blutdruckpass  
Batterien

#### Zubehör:

Kleine Manschette für  
Armumfang 14-23 cm  
Netzadapter  
Blutdruckpässe

PZN 07387350

Hilfsmittelnr. 21.28.01.2088

Unverbindliche Preisempfehlung € 89.<sup>50</sup>