



DACH Schutzbekleidung  
GmbH & Co. KG

Produktdatenblatt

## DACH Pandemie-Set Profi

Die Herstellung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG über persönliche Schutzausrüstungen und entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems ISO 9001:2008.



### Product data (V 3.1)

Produktbezeichnung:	DACH Pandemie-Set Profi
Artikelnummer:	9004
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG
Produktbeschreibung:	Das „Pandemie-Set Profi“ beinhaltet eine Atemschutzmaske, eine Schutzbrille, einen Schutzanzug mit Kapuze, zwei Paar Schutzhandschuhen, ein Paar Überschuhe sowie einen Entsorgungsbeutel.
Atemschutzmaske:	Atemschutzmaske „High-Risk-Maske“ ist eine <b>FFP3 NR</b> Maske zum Schutz gegen luftübertragene Infektionserreger. Die DACH High-Risk-Maske ist der Testsieger der BGIA-Untersuchung und wurde von der WHO, CDC empfohlen für den Einsatz bei der Infektionsprävention.
Schutzbrille:	Korbbrille mit indirekter Belüftung, antibeschlag-behandelt, Optische Klasse 1.
Schutzanzug:	Schutzanzug „All Safe“ ist ein Schutzanzug mit Kapuze der Kategorie 3, Type 5+6. Er bietet einen sehr guten Schutz und hervorragenden Tragekomfort.
Schutzhandschuhe:	Der Nitril-Handschuh ist puderfrei, flüssigkeitsundurchlässig und bietet eine ausgezeichnete Beweglichkeit mit hohem Tragekomfort.
Überschuh:	Überschuhe aus extra fester PE-Folie.
Größe:	M, L, XL, XXL.
Verpackung:	25 Sets im Versandkarton.
Lagerung:	Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern.
Entsorgung:	Da in jedem Fall von einer Kontamination der Schutzkleidung ausgegangen werden muss, muss die Kleidung nach dem Einsatz komplett in den Entsorgungsbeutel gegeben werden. Abfall der Kategorie A (hausmüllähnliche Abfälle).