

Produktdatenblatt

MediLight Loop

aREF:	212G
Produktbezeichnung:	MediLight Loop
Handelsmarke:	ecoComfort®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG



Klassifizierung:	Klasse I der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458. Typ II, geprüft nach EN 14683:2019 für chirurgische Masken.		
Produktbeschreibung:	Latexfreie, allergiefreie, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel. Die Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem, weichmacherfreiem Polypropylenvlies. Das Filtermedium ist ein spezielles, im Meltblown-Verfahren hergestelltes Mikrofaservlies, zusammengeschnitten im Ultraschallverfahren.		
Material:	Außenseite: Polypropylenvlies Innenseite: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen, im Meltblown-Verfahren hergestellt Gummibänder: hochwertiges Polyurethan, latexfrei und weich Nasenbügel: PE ummantelter Draht		
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Die Maske eignet sich für den dauerhaften Einsatz und bietet einen hervorragenden Schutz sowohl für das medizinische Fachpersonal als auch für die Patienten.		
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.		
Standardfarbe:	Grün		
Verpackungseinheit:	Menge	Verpackung	GTIN 4049825001775
	50 Stk.	Spenderbox	
	1000 Stk.	Karton	



Lagerung:	Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung. Maximale Lagerfähigkeit: 5 Jahre
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.
Hinweise:	Nicht steril. 