

PRT2000

# Braun Digital Thermometer mit Age Precision™

Neues Digitalthermometer mit altersabhängiger Temperaturmessung



Neu


## Neues patentiertes, farbcodiertes Age Precision™ Display

- Hilft dabei, die Temperatur für alle Altersgruppen richtig zu interpretieren

1. Einstellung des Alters für Age Precision™ : 0-3 M, 3-36M, 36 M - Erwachsene
2. Durchführung der Messung
3. Interpretation des Messergebnisses mit Hilfe der Farbkodierung



- **Schnell** Messung in 8 Sekunden\*
- **Akustische Fieber Signale**
- **Flexible Spitze**
- **BPA frei**
- **Professionelle Präzision**
- **Speicher für den letzten Messwert**
- **Anzeige wahlweise in °C oder °F**
- **mit stabiler Schutzkappe**



Helen of Troy

PZN: 10171033

\* Schnellstes Ergebnis im klinischen Test



Kaz Europe Sàrl  
Healthcare & Home Comfort Products  
Place Chauderon 18  
1003 Lausanne - Switzerland

Tel. +49 231 91293-0  
Fax +49 231 91293-150  
e-Mail info-europe@kaz.com  
www.hot-europe.com

BRAUN

PRT2000

# Braun Digital Thermometer mit Age Precision™

Neues Digitalthermometer mit altersabhängiger Temperaturmessung



Neu



Age Precision™  
(Einstellung Alter)

Premium Design in  
silber und blau

LCD mit  
Farbkodierung



Memory für letzten  
Messwert

großes LCD  
Display



Separater Memory  
Button

BPA frei

Separater  
Einschaltknopf


Professionelle  
Genauigkeit

PZN: 10171033

Akustische  
Signale

8 sec Messung

Flexible Spitze



	Quantity	Weight (kg)	Dimensions H x L x W (mm)	EAN/TUC Code	Oracle code
Unit box	1	0.12	178x90x26	04022167200099	
Inner case	9	1.26	212x245x97	14022167200096	PRT2000EU
Master case	36	4.95	234X420X256	24022167200093	

## Helen of Troy

\* Schnellstes Ergebnis im klinischen Test



Kaz Europe Sàrl  
Healthcare & Home Comfort Products  
Place Chauderon 18  
1003 Lausanne - Switzerland

Tel. +49 231 91293-0  
Fax +49 231 934 90-01  
e-Mail info-europe@kaz.com  
www.hot-europe.com

# BRAUN