



medical

beurer

BM 85 Blutdruckmessgerät

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät. Monitoring der Messergebnisse über Beurer HealthManager App / Web / PC

Übertragung per *Bluetooth*® Smart Technologie und USB

Lithium-Ionen Akku: nie wieder Batterien wechseln

Patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse**

LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung

Beleuchtete Sensor - Touch Knöpfe

Beleuchteter START/STOP-Knopf

2 x 60 Speicherplätze / Durchschnittswertberechnung

LED WHO*-Indikator (Einstufung der Messergebnisse gemäß den WHO*-Richtlinien)

Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Medizinprodukt

Optimale Armumfang Kontrolle mit Manschette für Oberarmumfänge 22 - 36 cm

Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Messung beim Aufpumpen: für schnelles und komfortables Messen

Akkustandanzeige

Inklusive USB Power Netzteil, Manschettenhalter und Aufbewahrungstasche

Produktmaße (L/B/H): 174 x 99 x 48 mm

Produktgewicht: ca. 444 g

XL Manschette (35 - 44 cm) als Zubehör erhältlich Art.-Nr.: 163.387

3 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 2 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65809 0

Art.-Nr.: 658.09



BM 85 Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on the upper arm

Innovative networking between smartphone and blood pressure monitor. Measurements can be monitored using Beurer HealthManager app/Internet/PC

Transfer using *Bluetooth*® Smart technology and USB

Lithium-ion battery: no more battery change needed

Patented resting indicator for exact measurement result**

LCD with white backlighting

Illuminated touch sensor buttons

Illuminated START/STOP button

2 x 60 memory spaces / Average value calculation

LED WHO* indicator (classification of values according to WHO* guidelines)

Arrhythmia detection: warning in case of possible heart rhythm disturbance

Medical product

Optimal control of the upper arm circumference with cuff for upper arm circumferences 22 - 36 cm

Date and time / automatic switch off

Signal in case of application error

Automatic measurement during inflation: for fast and comfortable measurement

Battery status indicator

Included USB power mains part, cuff holder and storage pouch

Product measurements (L/W/H): 174 x 99 x 48 mm

Product weight: approx. 444 g

XL cuff (35 - 44 cm) available as an accessory Item no.: 163.387

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 2 x 4

EAN no.: 4211125 65809 0

Item no.: 658.09



* WHO = Weltgesundheitsorganisation / World Health Organization

** Patent EP 1 673 009

medical



Patentierter Ruheindikator**
Patented resting indicator**



LED-WHO*-Indikator
LED-WHO* indicator



USB-Anschluss zum Laden des Lithium-Ionen Akku und Download der Messwerte


USB-port for charging the lithium-ion battery and downloading the measurements



Sensor-Touch
Touch sensor



Umwertend schöne Seitenansicht – Design zum Verlieben
Stunning profile viewed from side



Kostenloser Zugriff auf Beurer HealthManager

Free access to Beurer HealthManager



Übertragung per
Bluetooth® Smart Technologie
und USB

Transfer using
Bluetooth® Smart technology
and USB



Integrierter Lithium-Ionen Akku
Nie wieder Batterie wechseln

Integrated Lithium-ion battery
No more battery change needed



Kompatibel ab iPhone 4S:
Liste der unterstützten
Smartphones

Compatible from iPhone 4S:
List of supported smartphones



Messung beim Aufpumpen,
schnell und komfortabel
(Inflation Measuring Technology)

Measuring during inflation,
quick and comfortable
(Inflation Measuring Technology)

beurer